




Via Pierino Colombo, 3
20871 Vimercate (MB) – ITALY
Tel. +39 039 6080924 - +39 0396851488
www.avmicrolab.it – www.orthotp.com
segreteria@avmicrolab.it



PASTA CLÍNICA / ECONÓMICA (MÓDULO OPCIONAL)

A integração do arquivo clínico / econômico do paciente tornou o OrthoTP o programa mais completo do mercado, permitindo o gerenciamento completo do paciente a partir de uma única tela, acessando de forma rápida e intuitiva todas as funções com apenas um clique. Veja o que pode fazer! Acesso direto ao painel odontológico - Acesso direto à lista de preços dividido em categorias para consulta mais rápida - Execução de todas as impressões para o paciente e para o estudo - Entrada de agendamento direto e integração com o Outlook ou diário dedicado (OPZ) - Notas paciente importante ou relativo ao plano de trabalho ativo e patologias importantes - Situação administrativa atual e faturamento - Envio de SMS para lembretes de compromissos.



CALCOGRAFIA PLANAS (MÓDULO OPCIONAL)

Finalmente, o módulo de Calcografia Planas está disponível em OrthoTP com o cálculo automático de discrepâncias de acordo com o cálculo de posição de Korkhaus, Occlusogramma, LEM.


NORMA FLUTUANTE (MÓDULO OPCIONAL)

Graças à contribuição dos estudos do Dr. T. Baccetti, L. Franchi e Prof.a Tollaro e à colaboração direta com o Dr. E. Zaffuto, a Microlab desenvolveu em OrthoTP uma ferramenta para o cálculo automático das “Floating Norms”. De acordo com as duas fases dos dentes decíduos e mistos.

BIMLER ORIGINAL (MÓDULO OPCIONAL)

A Microlab, em colaboração com Barbara Bimler, desenvolveu o método ortodôntico original inventado por Hans Bimler. O método é parte integrante de outros métodos ortodônticos originais das várias escolas de pensamento contidas no software OrthoTP™ da Microlab Angelo Vannella, um dos poucos programas no mundo, capaz de satisfazer todos os especialistas ortodônticos nos campos biomecânicos e funcionais (FJO)

A peculiaridade da solução consiste em ter integrado na análise cefalométrica completa da síntese diagnóstica, a representação do traço sobreposto na máscara sumária.



EDIZIONE

2019




Software
multi-módulo

NUOVA VERSIONE
OrthoTP®

Software clínico-ortodôntico de 360 °

OrthoTP® é a nova solução de software médico-odontológico desenvolvida por uma equipe de especialistas técnicos e clínicos. A simplicidade da interface, a completude das ferramentas, fazem da OrthoTP o mais completo e flexível programa existente no mercado nacional e internacional.

O novo OrthoTP



Microlab
Software


Módulos de software

PACIENTE REGISTRO

Ficha de coleta de dados do paciente;

HISTÓRIA E MAPA DA DOR MUSCULAR

Anamnese ortodôntica na qual a informação útil declarada pelo paciente ou pelos pais é coletada.A segunda seção da anamnese é a das "Dores Musculares", onde é possível inserir os pontos de dor (VAS) diretamente em imagens anatômicas especiais e / ou preenchendo a tabela de desordens genéricas e comentários relacionados.



DIÁRIO CLÍNICO

A história de todas as visitas do paciente é registrada no diário clínico.

TABELA DE IMAGEM E ESTATUTO FOTOGRÁFICO E RADIOGRÁFICO

Esta seção coleta todas as imagens do paciente:Exames de raios X, fotográficos, de modelo e outros ...O status contém as informações fotográficas e radiográficas do paciente representadas de acordo com os padrões



GRÁFICO DE GRAVAÇÃO FUNCIONAL (DO VERSO PRO)


A seção ortodôntica é composta de duas seções: Exame de Cabeça e Exame Dental.

Exame da cabeça

Esta seção mostra os gráficos de resumo da face, o movimento de abertura e fechamento da mandíbula, a posição do hióide e a morfologia da língua. No lado direito, encontramos os elementos do check-up ortodôntico.

Exame dentário

Esta seção contém informações sobre o exame objetivo dental do tipo de dentição, classes dentária e esquelética, situação periodontal e higiene.



ANÁLISE DO ESPAÇO, VTO DENTAL E SÍNTESE (DE V. PRO)

Seção na qual o espaço disponível de acordo com a escola de Boston é calculado automaticamente e manualmente indicando os vetores de deslocamento e ancoragem. O operador pode introduzir livremente outros parâmetros, tais como stripping, sway way, expansão e distalização para o cálculo final do VTO dental para o tratamento e a escolha do dispositivo ortodôntico. A síntese biomecânica, baseada em um algoritmo inferencial (desenvolvido pela Microlab e Experts of the Board) e comparação com casos clínicos (mais de 800) sem recidivas, fornece diretrizes para a escolha terapêutica.



ANÁLISE CEFALOMÉTRICA E ANÁLISE DO MODELO

Graças à interface gráfica, a OrthoTP permite a rápida realização de um traçado cefalométrico preciso e preciso com extrema simplicidade.Mais de 30 métodos estão integrados nas várias projeções, Lateral, AP, PA, Axial, Visão Geral, Postural, Modelos, assim como autores (opcionais) como Wilma Simões, Lavergne Petrovic, Planas, Rocabado etc.


Outros recursos

Traços cefalométricos sobrepostos

Sobreposição de grade


Sobreposição Correlometro / Goniometro de Bimler

Normograma, sobreposto a fotos de pacientes.



PASTA POSTURAL (MÓDULO OPCIONAL)

A pasta vai muito além dos clássicos programas de avaliação postural que se limitam a objetivar a postura estática do paciente com a vertical de Barré. De fato, OrthoTP-Postural foi enriquecido com todos os testes básicos, para uma avaliação completa dos reflexos posturais, a partir da análise fotográfica nos três planos do espaço e continuando com as avaliações em uma base prognóstica e terminando com o questionamento das respostas no nível d 'órgão. A pasta é essencial para o clínico compilar os dados da visita, permitindo a síntese do equilíbrio postural em que a capacidade de buffer do sistema e as indicações de remodelação são destacadas.



AValiação ATM (MÓDULO OPCIONAL)

A pasta é composta em seções distintas e organizada seguindo um protocolo de visita do paciente segundo o método ROCABADO, no qual é possível interagir com o mapa dos 8 pontos de dor articular. O software é capaz de realizar uma síntese automática de correlações entre pontos de dor e tecidos comprometidos.

As seções: palpação muscular, mapa de dor, exame mandibular dinâmico, radiografias e traços.

