




ORTHOTP

ANALISI CEFALOMETRICA E CARTELLA ORTODONTICA



FLOATING NORMS PER LA DIAGNOSI CEFALOMETRICA

FLOATING NORMS PER LA DIAGNOSI CEFALOMETRICA



ANALISI CEFALOMETRICA
ED UTILIZZO DELLE
FLOATING NORMS IN
DENTIZIONE DECIDUA E
MISTA

Grazie al contributo degli studi dei Dott.ri T. Baccetti, L. Franchi e Prof.ssa Tollaro ed alla collaborazione diretta con il Dott. E. Zaffuto La Microlab ha messo a punto in OrthoTP uno strumento per il calcolo automatico delle "Floating Norms" secondo le due fasi di dentatura decidua e mista.

Dopo aver scelto la metodica corrispondente alla dentatura è sufficiente procedere all'inserimento dei punti di repere richiesti ed automaticamente verrà calcolato il **Punto di Armonia individuale**, posizionata la mascherina e segnati i valori misurati sulle colonne corrispondenti. Infine, in base alla correlazione delle misure, sarà generata una breve sintesi diagnostica.